

TEOAE25

功能



Interacoustics[®]

leading diagnostic solutions

自动筛查

TEOAE25通常编程为返回自动的pass/refer结果，但您可根据需要修改筛查测试协议的参数。

高性能探头

TEOAE25探头轻巧，内部噪声极低。其小巧的外形完全适合新生儿的小耳道。探头的清洁和维护过程操作便捷，且费用低廉。

综合性的打印报告

每份报告中可看到完整的测试结果和患者信息。

噪声排斥系统

用户可以控制噪声排斥系统的敏感性。界面上的信噪控制栏通过简明的红绿双色显示条来代表噪声和信号水平。可通过滑块便捷地设置最适合的敏感度。



Interacoustics®

leading diagnostic solutions