

# TEOAE25

## Features Übersicht

### **Automatisches Screening**

Der TEOAE25 ist üblicherweise so programmiert, dass er ein Bestanden/Behandeln-Ergebnis liefert, aber Sie können die Screening-Parameter so einstellen, dass sie Ihren eigenen Testprotokollen entsprechen.

### **Hochleistungs-sonde**

Die TEOAE25-Sonde ist ein Leichtgewicht mit sehr geringem internem Rauschen. Sie ist klein genug, um Sondenspitzen für Neugeborene aufzunehmen und schnell, einfach und preiswert in der Reinigung und Wartung.

### **Vollständige Ausdrucke**

Ein einziger Ausdruck genügt für einen vollständigen Überblick über die Ergebnisse und Patientendaten.

### **Störgeräuscherdrückung**

Die Aufzeichnungsempfindlichkeit kann vom Nutzer eingestellt werden. Die Bildschirmdarstellung zeigt ein Feedback der Aufzeichnungsqualität mit roten und grünen Balken an und hat einen Schieberegler, um die optimale Empfindlichkeit einzustellen.