

TEOAE25

Descripción de las características

Cribado automatizado

El TEOAE25 está típicamente programado para producir un resultado apto/no apto, pero es posible ajustar los parámetros de cribado a los protocolos de prueba personalizados.

Sonda de alto rendimiento

La sonda TEOAE25 es ligera y tiene un escaso ruido interno. Es lo suficientemente pequeña para admitir puntas de oído para neonatos; además, su mantenimiento y limpieza son rápidos, sencillos y económicos.

Impresiones completas

En una impresión se pueden ver todos los datos del paciente y los resultados.

Rechazo de ruido

La sensibilidad del registro está controlada por el usuario. Un mecanismo de información en pantalla muestra la calidad del registro mediante barras rojas y verdes e incorpora un control deslizante para fijar la sensibilidad óptima.